

THE LED 2.0 BIOHACK MASK REPRESENTS A NEW APPROACH TO SKINCARE BASED ON THE PRINCIPLES OF LONGEVITY, AS IT SUPPORTS REGENERATION, VITALITY, AND THE LONG-TERM QUALITY OF THE SKIN.



Envy Therapy

LED 2.0 Biohack Mask

RADICAL
SKINCARE SYSTEM

[EN]

This instruction manual contains an explanation of the individual functions of the mask and warnings regarding its use.

Before using the mask, carefully read this instruction manual and familiarize yourself with its contents.

Charge the mask before first use. The mask is not a medical device, but a cosmetic tool.

The effect of the mask is influenced by skin type and the type of products you use.

1. PRODUCT INFORMATION
 - 1.1. MAIN BENEFITS
 - 1.2. MODE DESCRIPTION
2. USAGE
 - 2.1. HOW TO USE THE MASK
 - 2.2. MASK CONTROLS AND REMOTE CONTROL
 - 2.3. EXPOSURE TIME AND DURATION OF ONE THERAPY SESSION
 - 2.4. FREQUENCY OF USE
3. CONTRAINDICATIONS
4. WARNINGS FOR USE
5. PACKAGE CONTENTS
6. PRODUCT PARAMETERS

1. PRODUCT INFORMATION

The LED 2.0 Biohack Mask represents a technological shift in home skincare and a new approach based on the principles of longevity. The mask features an advanced infrared spectrum of 1070 nm, which penetrates significantly deeper into the skin than classic LED therapy and enables more intensive stimulation of regenerative processes in the deeper layers of the skin.

The mask combines the infrared spectrum with other precisely targeted light modes. It offers a comprehensive solution for signs of aging, pigmentation, and acne.

The mask is a cosmetic tool intended to support skin quality, not a medical device. Its effect depends on skin type, regularity of use, and a proper skincare routine.

1.1. MAIN BENEFITS

- Deeper light penetration (up to 1070 nm).
- 3 targeted modes according to the skin's needs.
- Wireless use.
- Comfortable fit with one adjustable strap.
- No mouth cutout for greater comfort.
- Freedom of movement during therapy.
- Maximum comfort and easy use.

1.2. MODE DESCRIPTION

The LED 2.0 Biohack Mask uses a 1070 nm infrared spectrum in combination with three targeted light modes:

Mode 1: Anti-Age (1070 nm + red light 630 nm)

Anti-Age mode for firmer and younger-looking skin. Stimulates collagen production, supports elasticity, and helps reduce fine lines. The skin gradually becomes more compact, more supple, and visibly smoother.


Mode 2: Anti-Acne (1070 nm + blue light 465 nm)

Anti-Acne mode regulates sebum production, acts against acne-causing bacteria, and helps alleviate inflammatory symptoms. An ideal solution for problematic or oily skin prone to imperfections.

Mode 3: Anti-Pigment (1070 nm + yellow light 590 nm)

Anti-Pigment mode is focused on pigmentation and uneven skin tone. It helps reduce redness, promotes brightening, and evens out the skin. Ideal for tired, dull, or pigmented skin that needs to balance its tone and regain freshness.

Infrared spectrum technology with penetration of up to 1070 nm allows deeper light penetration into the skin and activation of regenerative processes in the deeper layers of the skin, thereby supporting the principles of longevity skincare. The combination of precisely targeted modes and the synergistic action with active ingredients from a booster or serum creates a new standard of home skin biohacking. LED light is safe, non-invasive, and suitable for home use. Thanks to advanced technology, it can also work in deeper layers of the skin, which are typically the target of laser technologies.



BL (Blue light) 465 nm
YL (Yellow light) 590 nm

RL (Red light) 630 nm
NIL (NIR-Infrared light) 1070 nm

2. USAGE

2.1. HOW TO USE THE MASK

1. Thoroughly remove makeup and cleanse the skin.

We recommend using a gentle cleansing product Envy Therapy Cleansing Face Milk, which removes makeup, sebum, and impurities without disrupting the skin barrier.

2. Apply a serum or booster.

Before putting on the mask, apply a lightweight, non-greasy serum or concentrated booster suitable for light therapy. Active ingredients applied before therapy work more intensively because the infrared spectrum supports microcirculation and cellular metabolism, thereby increasing their effectiveness.

Suitable active ingredients: Hyaluronic acid, niacinamide, peptides, ceramides, panthenol (vitamin B5), aloe vera, beta-glucan, centella asiatica, allantoin, growth factors, exosomes, and NAD⁺, especially hydrating, regenerating, and soothing active ingredients.

Unsuitable active ingredients: Retinoids (retinol, tretinoin, adapalene, tazarotene), AHA/BHA/PHA acids (e.g. glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, salicylic acid, gluconolactone, lactobionic acid), azelaic acid, strong forms of vitamin C (ascorbic acid), hydroquinone, and all chemical, mechanical, as well as enzymatic peels.

3. Put on the mask and secure it using the adjustable strap.

The mask must fit comfortably against the face so that the light is distributed evenly.

4. Turn on the mask using the remote control or the controls directly on the mask and select the desired mode.

Choose the mode according to the skin's current needs.

5. During therapy, you may move freely and let the active ingredients work.

Light energy supports cellular regeneration and at the same time enhances the effect of the applied product. The combination of light and active ingredients ensures a more intensive and targeted result.

6. After completing the therapy, apply a moisturizing cream.

Lock in the effect of the therapy with a suitable cream that supports hydration and restoration of the skin barrier.

2.2. MASK CONTROLS AND REMOTE CONTROL

The mask can be controlled in two ways: by using the remote control or directly via the button built into the mask.

Controls directly on the mask

There is an integrated control button located on the right side of the mask.

- Turning on the mask: press and hold the button for approximately 2–3 seconds.
- Switching modes: briefly pressing the button switches between the individual light modes (Mode 1, Mode 2, Mode 3).
- Turning off the mask: press and hold the button again for a few seconds until the device switches off.

This system enables simple operation even without using the remote control.


Remote control

The mask is equipped with a separate remote control. The remote control allows switching between the three light modes (MODE button), but cannot turn the mask on and off. You must always turn it on and off using the integrated button on the mask.

MODE button
Allows switching between the three light modes and can also be used during therapy.

Wireless use

The mask is wireless, which significantly increases comfort, allows free movement, and at the same time reduces the risk of connector damage. The wireless solution makes the therapy a comfortable home ritual without limitations.



2.3. EXPOSURE TIME AND DURATION OF ONE THERAPY SESSION

The LED 2.0 Biohack Mask is set so that one automatic cycle lasts 10 minutes. After this time, the mask switches off and the light stops shining.

Recommended length of one therapy session

To achieve optimal results, we recommend a total duration of one therapy session of 20 minutes. This means that after the first 10-minute cycle ends, you turn the mask on again and complete a second 10-minute cycle.

How to work with modes during a 20-minute therapy session

During one 20-minute therapy session, you may use the same mode during both cycles, or switch between cycles.

2.4. FREQUENCY OF USE

First month: 4x per week.

Second month: 3x per week.

From the third month onward: 2x per week long-term.

3. CONTRAINDICATIONS

The use of the LED 2.0 Biohack Mask is not recommended in the following cases:

- pregnancy or breastfeeding without prior consultation with a doctor
- photosensitivity (increased sensitivity to light)
- use of medications or supplements causing photosensitivity (e.g. certain antibiotics, retinoids, isotretinoin, acne medication, hormone therapy, etc.)
- genetic disorders of the eye or skin
- epilepsy or neurological disorders sensitive to light stimuli
- active oncological disease
- recent surgical or invasive procedures in the facial area without a doctor's approval
- active skin infections, open wounds, or pronounced inflammatory symptoms

In the event of excessive redness, burning, irritation, or any other adverse reaction, stop the therapy immediately and consult a specialist.

4. WARNINGS FOR USE

1. Fully charge the mask before first use. Do not use the mask while charging.

2. Do not expose the device to water or other liquids. Neither the mask nor the remote control is waterproof. Avoid direct contact with water and do not use them in a humid environment (e.g. in the shower or bath).

3. Do not expose the mask to impacts or drops. Mechanical damage may affect the functionality of the device.

4. Do not store the mask in extreme temperatures or in a humid environment. Store it in its original packaging in a dry and cool place, away from direct sunlight.

5. Do not place the device on blankets, electric blankets, or heat sources during operation.

6. Use only the original charging cable supplied by the manufacturer. Do not use a fast-charging adapter, as there is a risk of the battery overheating, shortening of the device's lifespan, and damage to the device.


7. The mask is intended for one person only. For hygiene reasons, it is not suitable to share it with other persons.

8. The device is not intended for children. Keep it out of their reach.

9. Unauthorized assembly, disassembly, or repair of the device may lead to damage and loss of warranty. In the event of a malfunction, contact the seller.

10. Use only 2 AAA batteries. Insert the batteries with the correct polarity according to the marking in the device. Do not use damaged or leaking batteries, do not combine new and used batteries or batteries of different types. If you will not use the device for a longer period, remove the batteries. Batteries are not included in the package.

5. PACKAGE CONTENTS



6. PRODUCT PARAMETERS

Number of LED diodes: 280 pcs divided into 70 light units
Charging voltage: 5 V
Operating voltage: 3.7 V
Charging current: 890 mA
Input power: 5 W
Output power: 3.7 W
Irradiance: 30–50 mW/cm²
Weight: 320 g
Made of food-grade silicone

Made in Hong Kong exclusively for Envy Therapy
Distributor: Klinika ENVY, s.r.o., Slovakia
envytherapy.com



NÁVOD NA POUŽITIE

DEEP INFRARED TECHNOLOGY

LED 2.0 BIOHACK MASK PREDSTAVUJE NOVÝ PRÍSTUP K STAROSTLIVOSTI O PLEŤ, KTORÝ STOJÍ NA PRINCÍPOCH LONGEVITY, PRETOŽE PODPORUJE REGENERÁCIU, VITALITU A DLHODOBÚ KVALITU POKOŽKY.



Envy Therapy

LED 2.0 Biohack Mask

RADICAL
SKINCARE SYSTEM

[SK]

OBSAH

1. INFORMÁCIE O PRODUKTE
 - 1.1. HLAVNÉ BENEFITY
 - 1.2. POPIS REŽIMOV
2. POUŽÍVANIE
 - 2.1. AKO POUŽÍVAŤ MASKU
 - 2.2. OVLÁDANIE MASKY A DIALKOVÉ OVLÁDANIE
 - 2.3. DOBA PÔSOBNENIA A DĹŽKA JEDNEJ TERAPIE
 - 2.4. FREKVENCIA POUŽÍVANIA
3. KONTRAINDIKÁCIE
4. UPOZORNENIA PRI POUŽÍVANÍ
5. OBSAH BALENIA
6. ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

1. INFORMÁCIE O PRODUKTE

LED 2.0 Biohack Mask predstavuje technologický posun v domácej starostlivosti o pleť a nový prístup postavený na princípoch longevity. Maska disponuje pokročilým infračerveným spektrom 1070 nm, ktoré preniká výrazne hlbšie do pokožky než klasická LED terapia a umožňuje intenzívnejšiu stimuláciu regeneračných procesov v hlbších vrstvách kože.

Maska kombinuje infračervené spektrum s ďalšími presne cieľenými svetelnými režimami. Vďaka tomu ponúka komplexné riešenie pre známky starnutia, pigmentácie a akné.

Maska je kozmetickým nástrojom určeným na podporu kvality pleti, nie medicínskym zariadením. Účinok závisí od typu pokožky, pravidelnosti používania a správne nastavenej skincare rutiny.

1.1. HLAVNÉ BENEFITY

- Hlbšia penetrácia svetla (až 1070 nm).
- 3 cieľené režimy podľa potrieb pleti.
- Bezdrôtové používanie.
- Pohodlné uchytenie s jedným nastaviteľným popruhom.
- Bez výrezu na ústa pre vyšší komfort.
- Možnosť pohybu počas terapie.
- Maximálne pohodlie a jednoduché používanie.

1.2. POPIS REŽIMOV

LED 2.0 Biohack Mask využíva 1070 nm infračervené spektrum v kombinácii s tromi cieľenými svetelnými režimami:

Režim 1: Anti-Age (1070 nm + červené svetlo 630 nm)

Anti-Age režim pre pevnejšiu a mladšie pôsobiacu pleť. Stimuluje tvorbu kolagénu, podporuje elasticitu a pomáha redukovať jemné vrásky. Pokožka je postupne kompaktnjšia, pružnejšia a viditeľne hladšia.


Režim 2: Anti-Acne (1070 nm + modré svetlo 465 nm)

Anti-Acne režim reguluje tvorbu mazu, pôsobí proti baktériám spôsobujúcim akné a pomáha zmierňovať zápalové prejavy. Ideálne riešenie pre problematickú alebo mastnú pleť so sklonom k nedokonalostiam.

Režim 3: Anti-Pigment (1070 nm + žlté svetlo 590 nm)

Anti-Pigment režim je zameraný na pigmentácie a nerovnomerný tón pleti. Pomáha redukovať začervenanie, podporuje rozjasnenie a zjednocuje pleť. Ideálny pre unavenú, mdlú alebo pigmentovanú pokožku, ktorá potrebuje vyrovnať tón a získať späť sviežosť.

Technológia infračerveného spektra s prienikom až do 1070 nm umožňuje hlbšiu penetráciu svetla do pokožky a aktiváciu regeneračných procesov v hlbších vrstvách kože, čím podporuje princípy longevity starostlivosti o pleť. Kombinácia presne cieľených režimov a synergického pôsobenia s aktívnymi látkami z boostera alebo séra vytvára nový štandard domáceho skin biohackingu. LED svetlo je bezpečné, neinvazívne a vhodné na domáce použitie. Vďaka pokročilej technológii dokáže pôsobiť aj v hlbších vrstvách pokožky, ktoré sú štandardne cieľom laserových technológií.



BL (Modré svetlo) 465 nm
YL (Žlté svetlo) 590 nm

RL (Červené svetlo) 630 nm
NIL (NIR-Infračervené svetlo) 1070 nm

2. POUŽÍVÁNIE

2.1. AKO POUŽÍVAŤ MASKU

1. Pleť dôkladne odličte a vyčistite.

Odporúčame použiť jemný čistiaci produkt Envy Therapy Cleansing Face Milk, ktorý odstráni make-up, maz aj nečistoty bez narušenia kožnej bariéry.

2. Naneste sérum alebo booster.

Pred nasadením masky aplikujte ľahké, nemastné sérum alebo koncentrovaný booster vhodný pod svetelnú terapiu. Aktívne látky aplikované pred terapiou pôsobia intenzívnejšie, pretože infračervené spektrum podporuje mikrocirkuláciu a bunkový metabolizmus, čím zvyšuje ich účinnosť.

Vhodné aktívne látky: Kyselina hyaluronová, niacinamid, peptidy, ceramidy, panthenol (vitamin B5), aloe vera, beta-glukán, centella asiatica, alantoin, rastové faktory, exozómy a NAD⁺, teda najmä hydratačné, regeneračné a upokojujúce aktívne látky.

Nevhodné aktívne látky: Retinoidy (retinol, tretinoín, adapalén, tazarotén), AHA/BHA/PHA kyseliny (napr. kyselina glykolová, mliečna, mandľová, salicylová, glukonolaktón, laktobionová), kyselina azelaová, silné formy vitamínu C (kyselina askorbová), hydrochinón a všetky chemické, mechanické aj enzymatické peelingy.

3. Nasadte masku a upevnite ju pomocou nastaviteľného popruhu.

Maska musí pohodlne priliehať k tvári, aby bolo svetlo rovnomerne distribuované.

4. Zapnite masku pomocou diaľkového ovládania alebo ovládania priamo na maske a zvolte požadovaný režim.

Vyberte režim podľa aktuálnej potreby pleti.

5. Počas terapie sa môžete voľne pohybovať a nechať aktívne látky pracovať.

Svetelná energia podporuje bunkovú regeneráciu a zároveň zvyšuje účinnosť aplikovaného produktu. Kombinácia svetla a aktívnych látok zabezpečí intenzívnejší a cielennejší výsledok.

6. Po ukončení terapie naneste hydratačný krém.

Zafixujte účinok terapie vhodným krémom, ktorý podporí hydratáciu a obnovu kožnej bariéry.

2.2. OVLÁDANIE MASKY A DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Masku môžete ovládať dvoma spôsobmi: pomocou diaľkového ovládania alebo priamo cez tlačidlo zabudované na maske.

Ovládanie priamo na maske

Na pravej strane masky sa nachádza integrované ovládacie tlačidlo.

- Zapnutie masky: tlačidlo podržte približne 2–3 sekundy.
- Prepínanie režimov: krátkym stlačením tlačidla prepínate medzi jednotlivými svetelnými režimami (Režim 1, Režim 2, Režim 3).
- Vypnutie masky: tlačidlo opäť podržte niekoľko sekúnd, kým sa zariadenie nevypne.

Tento systém umožňuje jednoduché ovládanie aj bez použitia diaľkového ovládača.

Diaľkové ovládanie


Maska je vybavená samostatným diaľkovým ovládaním. Diaľkové ovládanie umožňuje prepínanie medzi tromi režimami svetla (tlačidlo MODE), ale nemožno ním masku zapnúť a vypnúť. Vždy ju musíte zapnúť a vypnúť pomocou integrovaného tlačidla na maske.

Tlačidlo MODE

Umožňuje prepínanie medzi tromi svetelnými režimami a môžete ho vykonávať aj počas terapie.

Bezdrôtové používanie

Maska je bezdrôtová, čo výrazne zvyšuje komfort, umožňuje voľný pohyb a zároveň znižuje riziko poškodenia konektorov. Bezdrôtové riešenie robí z terapie pohodlný domáci rituál bez obmedzení.



2.3. DOBA PÔSOBNIA A DĹŽKA JEDNEJ TERAPIE

LED 2.0 Biohack Mask je nastavená tak, že jeden automatický cyklus trvá 10 minút. Po uplynutí tohto času sa maska vypne a svetlo prestane žiariť.

Odporúčaná dĺžka jednej terapie

Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame celkovú dobu jednej terapie 20 minút. To znamená, že po skončení prvého 10-minútového cyklu masku znovu zapnete a absolvujete druhý 10-minútový cyklus.

Ako pracovať s režimami počas 20-minútovej terapie

Počas jednej 20-minútovej terapie môžete použiť rovnaký režim počas oboch cyklov, alebo medzi cyklami prepínať.

2.4. FREKVENCIA POUŽÍVANIA

Prvý mesiac: 4x týždenne.

Druhý mesiac: 3x týždenne.

Od tretieho mesiaca: 2x týždenne dlhodobo.

3. KONTRAINDIKÁCIE

Používanie LED 2.0 Biohack Mask sa neodporúča v nasledujúcich prípadoch:

- tehotenstvo alebo obdobie dojčenia bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom
- fotosenzitivita (zvyšená citlivosť na svetlo)
- užívanie liekov alebo doplnkov spôsobujúcich fotosenzitivitu (napr. niektoré antibiotiká, retinoidy, izotretinoín, lieky na akné, hormonálna liečba a pod.)
- genetické ochorenia oka alebo kože
- epilepsia alebo neurologické ochorenia citlivé na svetelné podnety
- aktívne onkologické ochorenie
- čerstvé chirurgické alebo invazívne zákroky v oblasti tváre bez súhlasu lekára
- aktívne kožné infekcie, otvorené rany alebo výrazné zápalové prejavy

V prípade výskytu nadmerného začervenania, pálenia, podráždenia alebo inej nežiadúcej reakcie terapiu okamžite prerušte a poraďte sa s odborníkom.

4. UPOZORNENIA PRI POUŽÍVANÍ

1. Pred prvým použitím masku plne nabite. Masku nepoužívajte počas nabíjania.
2. Zariadenie neponárajte do vody ani iných tekutín. Maska ani diaľkové ovládanie nie sú vodotesné. Vyhnite sa priamemu kontaktu s vodou a nepoužívajte ich vo vlhkom prostredí (napr. v sprche alebo vo vani).
3. Nevystavujte masku nárazom ani pádom. Mechanické poškodenie môže ovplyvniť funkčnosť zariadenia.

4. Masku neskladujte pri extrémnych teplotách ani vo vlhkom prostredí. Uchovávajte ju v originálnom balení na suchom a chladnom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia.

5. Nepokladajte zariadenie na prikrývku, elektrické deky ani zdroje tepla počas prevádzky.

6. Používajte výhradne originálny nabíjací kábel dodaný výrobcom. Nepoužívajte rýchlonabíjací adaptér, pretože hrozí prehrievanie batérie, skrátenie životnosti prístroja a jeho poškodenie.


7. Maska je určená len pre jednu osobu. Z hygienických dôvodov nie je vhodné zdieľať ju s inými osobami.

8. Zariadenie nie je určené deťom. Uchovávajte ho mimo ich dosahu.

9. Svojpochopná montáž, demontáž alebo oprava zariadenia môže viesť k jeho poškodeniu a strate záruky. V prípade poruchy kontaktujte predajcu.

10. Používajte iba 2ks AAA batérie. Batérie vkladajte so správnou polaritou podľa označenia v zariadení. Nepoužívajte poškodené alebo vytečené batérie, nekombinujte nové a použité batérie ani batérie rôznych typov. Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte. Batérie nie sú súčasťou balenia.

5. OBSAH BALENIA



6. ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Počet LED diód: 280 ks rozdelených do 70 svetelných jednotiek

Nabíjacie napätie: 5 V

Prevádzkové napätie: 3,7 V

Nabíjací prúd: 890 mA

Vstupný výkon: 5 W

Výstupný výkon: 3,7 W

Irradiancia: 30–50 mW/cm²

Hmotnosť: 320 g

Vyrobené zo silikónu potravinárskej kvality

Vyrobené v Hongkongu exkluzívne pre Envy Therapy

Distribútor: Klinika ENVY, s.r.o., Slovakia

envytherapy.com



LED 2.0 BIOHACK MASK PŘEDSTAVUJE NOVÝ PŘÍSTUP K PÉČI O PLEŤ, KTERÝ STOJÍ NA PRINCIPECH LONGEVITY, PROTOŽE PODPORUJE REGENERACI, VITALITU A DLOUHODOBOU KVALITU POKOŽKY.



Envy Therapy

LED 2.0 Biohack Mask

RADICAL
SKINCARE SYSTEM

- INFORMACE O PRODUKTU
 - HLAVNÍ BENEFITY
 - POPIS REŽIMŮ
- POUŽÍVÁNÍ
 - JAK POUŽÍVAT MASKU
 - OVLÁDÁNÍ MASKY A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
 - DOBA PŮSOBNÍ A DÉLKA JEDNÉ TERAPIE
 - FREKVENCE POUŽÍVÁNÍ
- KONTRAINDIKACE
- UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ
- OBSAH BALENÍ
- PARAMETRY PRODUKTU

1. INFORMACE O PRODUKTU

LED 2.0 Biohack Mask představuje technologický posun v domácí péči o pleť a nový přístup postavený na principech longevity. Maska disponuje pokročilým infračerveným spektrem 1070 nm, které proniká výrazně hlouběji do pokožky než klasická LED terapie a umožňuje intenzivnější stimulaci regeneračních procesů v hlubších vrstvách kůže.

Maska kombinuje infračervené spektrum s dalšími přesně cílenými světelnými režimy. Díky tomu nabízí komplexní řešení pro známky stárnutí, pigmentace a akné.

Maska je kosmetickým nástrojem určeným k podpoře kvality pleti, nikoli medicínským zařízením. Účinek závisí na typu pokožky, pravidelnosti používání a správně nastavené skincare rutině.

1.1. HLAVNÍ BENEFITY

- Hlubší penetrace světla (až 1070 nm).
- 3 cílené režimy podle potřeb pleti.
- Bezdrátové používání.
- Pohodlné uchycení s jedním nastavitelným popruhem.
- Bez výřezu na ústa pro vyšší komfort.
- Možnost pohybu během terapie.
- Maximální pohodlí a jednoduché používání.

LED 2.0 Biohack Mask využívá 1070 nm infračervené spektrum v kombinaci se třemi cílenými světelnými režimy:

Režim 1: Anti-Age (1070 nm + červené světlo 630 nm)

Anti-Age režim pro pevnější a mladistvěji působící pleť. Stimuluje tvorbu kolagenu, podporuje elasticitu a pomáhá redukovat jemné vrásky. Pokožka je postupně kompaktnější, pružnější a viditelně hladší.


Režim 2: Anti-Acne (1070 nm + modré světlo 465 nm)

Anti-Acne režim reguluje tvorbu mazu, působí proti bakteriím způsobujícím akné a pomáhá zmírňovat zánětlivé projevy. Ideální řešení pro problematickou nebo mastnou pleť se sklonek k nedokonalostem.

Režim 3: Anti-Pigment (1070 nm + žluté světlo 590 nm)

Anti-Pigment režim je zaměřen na pigmentace a nerovnoměrný tón pleti. Pomáhá redukovat zarudnutí, podporuje rozjasnění a sjednocuje pleť. Ideální pro unavenou, mdlou nebo pigmentovanou pokožku, která potřebuje vyrovnat tón a získat zpět svěžest.

Technologie infračerveného spektra s průnikem až do 1070 nm umožňuje hlubší penetraci světla do pokožky a aktivaci regeneračních procesů v hlubších vrstvách kůže, čímž podporuje principy longevity péče o pleť. Kombinace přesně cílených režimů a synergického působení s aktivními látkami z boosteru nebo séra vytváří nový standard domácího skin biohackingu. LED světlo je bezpečné, neinvazivní a vhodné pro domácí použití. Díky pokročilé technologii dokáže působit i v hlubších vrstvách pokožky, které jsou standardně cílem laserových technologií.



BL (Modré světlo) 465 nm
YL (Žluté světlo) 590 nm

RL (Červené světlo) 630 nm
NIL (NIR-Infračervené světlo) 1070 nm

2. POUŽÍVÁNÍ

2.1. JAK POUŽÍVAT MASKU

1. Pleť důkladně odliďte a vyčistěte.

Doporučujeme použít jemný čistící produkt Envy Therapy Cleansing Face Milk, který odstraní make-up, maz i nečistoty bez narušení kožní bariéry.

2. Naneste sérum nebo booster.

Před nasazením masky aplikujte lehké, nemastné sérum nebo koncentrovaný booster vhodný pod světelnou terapii. Aktivní látky aplikované před terapií působí intenzivněji, protože infračervené spektrum podporuje mikrocirkulaci a buněčný metabolismus, čímž zvyšuje jejich účinnost.

Vhodné aktivní látky: Kyselina hyaluronová, niacinamid, peptidy, ceramidy, panthenol (vitamin B5), aloe vera, beta-glukan, centella asiatica, alantoin, růstové faktory, exozomy a NAD⁺, tedy zejména hydratační, regenerační a zklidňující aktivní látky.

Nevhodné aktivní látky: Retinoidy (retinol, tretinoin, adapalen, tazaroten), AHA/BHA/PHA kyseliny (např. kyselina glykolová, mléčná, mandlová, salicylová, glukonolakton, laktobionová), kyselina azelaová, silné formy vitamínu C (kyselina askorbová), hydrochinon a všechny chemické, mechanické i enzymatické peelings.

3. Nasadte masku a upevněte ji pomocí nastavitelného popruhu.

Maska musí pohodlně přiléhat k obličejí, aby bylo světlo rovnoměrně distribuováno.

4. Zapněte masku pomocí dálkového ovládání nebo ovládání přímo na masce a zvolte požadovaný režim.

Vyberte režim podle aktuální potřeby pleti.

5. Během terapie se můžete volně pohybovat a nechat aktivní látky pracovat.

Světelná energie podporuje buněčnou regeneraci a zároveň zvyšuje účinek aplikovaného produktu. Kombinace světla a aktivních látek zajistí intenzivnější a cílenější výsledek.

6. Po ukončení terapie naneste hydratační krém.

Zafixujte účinek terapie vhodným krémem, který podpoří hydrataci a obnovu kožní bariéry.

2.2. OVLÁDÁNÍ MASKY A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Masku můžete ovládat dvěma způsoby: pomocí dálkového ovládání nebo přímo přes tlačítko zabudované na masce.

Ovládání přímo na masce

Na pravé straně masky se nachází integrované ovládací tlačítko.

- Zapnutí masky: tlačítko podržte přibližně 2–3 sekundy.
- Přepínání režimů: krátkým stisknutím tlačítka přepínáte mezi jednotlivými světelnými režimy (Režim 1, Režim 2, Režim 3).
- Vypnutí masky: tlačítko opět podržte několik sekund, dokud se zařízení nevypne.

Tento systém umožňuje jednoduché ovládání i bez použití dálkového ovladače.

Dálkové ovládání


Maska je vybavena samostatným dálkovým ovládáním. Dálkové ovládání umožňuje přepínání mezi třemi režimy světla (tlačítko MODE), ale nelze jím masku zapnout a vypnout. Vždy ji musíte zapnout a vypnout pomocí integrovaného tlačítka na masce.

Tlačítko MODE

Umožňuje přepínání mezi třemi světelnými režimy a můžete jej používat i během terapie.

Bezdrátové používání

Maska je bezdrátová, což výrazně zvyšuje komfort, umožňuje volný pohyb a zároveň snižuje riziko poškození konektorů. Bezdrátové řešení činí z terapie pohodlný domácí rituál bez omezení.



2.3. DOBA PŮSOBENÍ A DÉLKA JEDNÉ TERAPIE

LED 2.0 Biohack Mask je nastavena tak, že jeden automatický cyklus trvá 10 minut. Po uplynutí této doby se maska vypne a světlo přestane svítit.

Doporučená délka jedné terapie

Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme celkovou dobu jedné terapie 20 minut.

To znamená, že po skončení prvního 10minutového cyklu masku znovu zapnete a absolvujete druhý 10minutový cyklus.

Jak pracovat s režimy během 20minutové terapie

Během jedné 20minutové terapie můžete použít stejný režim během obou cyklů, nebo mezi cykly přepínat.

2.4. FREKVENCE POUŽÍVÁNÍ

První měsíc: 4x týdně.

Druhý měsíc: 3x týdně.

Od třetího měsíce: 2x týdně dlouhodobě.

3. KONTRAINDIKACE

Používání LED 2.0 Biohack Mask se nedoporučuje v následujících případech:

- těhotenství nebo období kojení bez předchozí konzultace s lékařem
- fotosenzitivita (zvýšená citlivost na světlo)
- užívání léků nebo doplňků způsobujících fotosenzitivitu (např. některá antibiotika, retinoidy, izotretinoin, léky na akné, hormonální léčba apod.)
- genetická onemocnění oka nebo kůže
- epilepsie nebo neurologická onemocnění citlivá na světelné podněty
- aktivní onkologické onemocnění
- čerstvé chirurgické nebo invazivní zákroky v oblasti obličeje bez souhlasu lékaře
- aktivní kožní infekce, otevřené rány nebo výrazné zánětlivé projevy

V případě výskytu nadměrného zarudnutí, pálení, podráždění nebo jiné nežádoucí reakce terapii okamžitě přerušete a poradte se s odborníkem.

4. UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

1. Před prvním použitím masku plně nabijte. Masku nepoužívejte během nabíjení.
2. Zařízení neponořujte do vody ani jiných tekutin. Masku ani dálkové ovládání nejsou vodotěsné. Vyhněte se přímému kontaktu s vodou a nepoužívejte je ve vlhkém prostředí (např. ve sprše nebo ve vaně).
3. Nevystavujte masku nárazům ani pádům. Mechanické poškození může ovlivnit funkčnost zařízení.

4. Masku neskladujte při extrémních teplotách ani ve vlhkém prostředí. Uchovávejte ji v originálním balení na suchém a chladném místě, mimo přímé sluneční záření.

5. Nepokládejte zařízení na přikrývky, elektrické deky ani zdroje tepla během provozu.

6. Používejte výhradně originální nabíjecí kabel dodaný výrobcem. Nepoužívejte rychlonabíjecí adaptér, protože hrozí přehřátí baterie, zkrácení životnosti přístroje a jeho poškození.


7. Masku je určena pouze pro jednu osobu. Z hygienických důvodů není vhodné ji sdílet s jinými osobami.

8. Zařízení není určeno dětem. Uchovávejte jej mimo jejich dosah.

9. Svěvolná náhrada, demontáž nebo oprava zařízení může vést k jeho poškození a ztrátě záruky. V případě poruchy kontaktujte prodejce.

10. Používejte pouze 2 ks AAA baterií. Baterie vkládejte se správnou polaritou podle označení v zařízení. Nepoužívejte poškozené nebo vytekající baterie, nekomбинируйте nové a použité baterie ani baterie různých typů. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nejsou součástí balení.

5. OBSAH BALENÍ



6. PARAMETRY PRODUKTU

Počet LED diod: 280 ks rozdělených do 70 světelných jednotek

Nabíjecí napětí: 5 V

Provozní napětí: 3,7 V

Nabíjecí proud: 890 mA

Vstupní výkon: 5 W

Výstupní výkon: 3,7 W

Irradiance: 30–50 mW/cm²

Hmotnost: 320 g

Vyrobeno ze silikonu potravinářské kvality

Vyrobeno v Hongkongu exkluzivně

pro Envy Therapy

Distributor: Klinika ENVY, s.r.o., Slovakia

envytherapy.com



A LED 2.0 BIOHACK MASK ÚJ MEGKÖZELÍTÉST JELENT A BŐRÁPOLÁSBAN, AMELY A LONGEVITY ELVEIRE ÉPÜL, MIVEL TÁMOGATJA A REGENERÁCIÓT, A VITALITÁST ÉS A BŐR HOSSZÚ TÁVÚ MINŐSÉGÉT.



Envy Therapy

LED 2.0 Biohack Mask

RADICAL
SKINCARE SYSTEM

[HU]

- TERMÉKINFORMÁCIÓK
 - FŐBB ELŐNYÖK
 - ÜZEMMÓDOK LEÍRÁSA
- HASZNÁLAT
 - A MASZK HASZNÁLATA
 - A MASZK KEZELÉSE ÉS A TÁVIRÁNYÍTÓ
 - A HATÓIDŐ ÉS EGY KEZELÉS HOSSZA
 - A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA
- ELLENJAVALLATOK
- HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK
- CSOMAG TARTALMA
- A TERMÉK PARAMÉTEREI

1. TERMÉKINFORMÁCIÓK

A LED 2.0 Biohack Mask technológiai előrelépést jelent az otthoni bőrápolásban a longevity elveire alapozva. A maszk fejlett, 1070 nm-es infravörös spektrummal rendelkezik, amely jelentősen mélyebbre hatol a bőrben, mint a klasszikus LED-terápia, és lehetővé teszi a regenerációs folyamatok intenzívebb stimulálását a bőr mélyebb rétegeiben.

A maszk az infravörös spektrumot további, pontosan célzott fényüzem-módokkal kombinálja, átfogó megoldást kínálva az öregedés jeleire, a pigmentációra és az aknéra.

A maszk a bőr minőségének támogatására szolgáló kozmetikai eszköz, nem orvostechnikai készülék. Hatása a bőrtípustól, a használat rendszerességétől és a megfelelően kialakított bőrápolási rutintól függ.

1.1. FŐBB ELŐNYÖK

- Mélyebb fénypenetráció (akár 1070 nm).
- 3 célzott üzemmód a bőr igényei szerint.
- Vezeték nélküli használat.
- Kényelmes rögzítés egy állítható pánttal.
- Szájkívágás nélküli kialakítás a nagyobb kényelemért.
- Mozgás lehetősége a kezelés alatt.
- Maximális kényelem és egyszerű használat.

1.2. AZ ÜZEMMÓDOK LEÍRÁSA

A LED 2.0 Biohack Mask 1070 nm-es infravörös spektrumot használ három célzott fényüzemmóddal kombinálva:

1. Anti-Age üzemmód (1070 nm + vörös fény 630 nm)

Az Anti-Age üzemmód a feszesebb, fiatalosabb megjelenésű bőrt támogatja. Serkenti a kollagéntermelést, támogatja a rugalmasságot és segít csökkenteni a finom ráncokat. A bőr fokozatosan rugalmasabbá és láthatóan simábbá válik.


2. Anti-Acne üzemmód (1070 nm + kék fény 465 nm)

Az Anti-Acne üzemmód szabályozza a faggyútermelést, hat az akné okozó baktériumok ellen, és segít csökkenteni a gyulladásos tüneteket. Ideális megoldás problémás vagy zsíros, tökéletlenségekre hajlamos bőrre.

3. Anti-Pigment üzemmód (1070 nm + sárga fény 590 nm)

Az Anti-Pigment üzemmód a pigmentációra és az egyenetlen bőrtónusra összpontosít. Segít csökkenteni a bőrpírt, támogatja a ragyogást és egységesíti a bőrt. Ideális fáradt, fakó vagy pigmentált bőrre, amely frissességre és egyenletes tónusra vágyik.

Az 1070 nm-es behatolással rendelkező infravörös technológia lehetővé teszi, hogy a fény mélyebbre jusson a bőrben, valamint aktiválja a regenerációs folyamatokat a mélyebb rétegekben, ezáltal támogatva a longevity alapú bőrápolást. A precízen kialakított üzemmódok és a boosterekben vagy szérumokban található aktív hatóanyagokkal való szinergikus együttműködés új szintre emeli az otthoni skin bihacking élményét. A LED-fény biztonságos, nem invazív, és alkalmas otthoni használatra. A fejlett technológiának köszönhetően képes a bőr mélyebb rétegeiben is hatni, amelyek általában a lézerez technológiák célterületei.

BL (Kék fény) 465 nm
YL (Sárga fény) 590 nmRL (Vörös fény) 630 nm
NIL (NIR-Infravörös fény) 1070 nm

2. HASZNÁLAT

2.1. A MASZK HASZNÁLATA

1. Alaposan távolítsa el a sminket és tisztítsa meg a bőrt.

Javasoljuk az Envy Therapy Cleansing Face Milk gyengéd tisztító használatát, amely eltávolítja a sminket, a faggyút és a szennyeződések anélkül, hogy károsítaná a bőr védőrétegét.

2. Vigyen fel szérumot vagy boostert.

A maszk felhelyezése előtt vigyen fel könnyű, nem zsíros szérumot vagy koncentrált, fenyterápiához alkalmas boostert. A kezelés előtt alkalmazott hatóanyagok intenzívebben fejtik ki hatásukat, mivel az infravörös spektrum támogatja a mikrokeringést és a sejtek anyagcseréjét, ezáltal növelve a hatékonyságukat.

Megfelelő hatóanyagok: Hialuronsav, niacinamid, peptidok, ceramidok, panthenol (B5-vitamin), aloe vera, béta-glükán, centella asiatica, allantoin, növekedési faktorok, exoszómák és NAD⁺, tehát elsősorban hidratáló, regeneráló és nyugtató hatóanyagok.

Nem megfelelő hatóanyagok: Retinoidok (retinol, tretinoin, adapalén, tazarotén), AHA/BHA/PHA savak (pl. glikolsav, tejsav, mandulasav, szalicilsav, glükonolakton, laktobionsav), azelainsav, a C-vitamin erős formái (aszcorbinsav), hidrokinon, valamint minden kémiai, mechanikai és enzimes hámlasztó.

3. Helyezze fel a maszkot, és rögzítse az állítható pánttal.

A maszknak kényelmesen kell illeszkednie az archoz, hogy a fény egyenletesen oszoljon el.

4. Kapcsolja be a maszkot a távirányító segítségével vagy közvetlenül a maszkon található vezérléssel, és válassza ki a kívánt üzemmódot.

Az üzemmódot a bőr aktuális igénye szerint válassza ki.

5. A kezelés alatt szabadon mozoghat és hagyhatja, hogy a hatóanyagok dolgozzanak.

A fényenergia támogatja a sejtek regenerációját, és egyúttal fokozza a felvett termék hatását. A fény és a hatóanyagok kombinációja intenzívebb és célzottabb eredményt biztosít.

6. A kezelés befejezése után vigyen fel hidratáló krémet.

Rögzítse a kezelés hatását egy megfelelő krémmel, amely támogatja a hidratálást és a bőr védőrétegének helyreállítását.

2.2. A MASZK KEZELÉSE ÉS A TÁVIRÁNYÍTÓ

A maszk kétféleképpen vezérelhető: a távirányítóval vagy közvetlenül a maszkba épített gomb segítségével.

Kezelés közvetlenül a maszkon

A maszk jobb oldalán található egy beépített vezérlőgomb.

- A maszk bekapcsolása: nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot körülbelül 2-3 másodpercig.
- Az üzemmódok váltása: a gomb rövid megnyomásával válthat az egyes fényüzemmódok között (1. üzemmód, 2. üzemmód, 3. üzemmód).
- A maszk kikapcsolása: tartsa ismét lenyomva a gombot néhány másodpercig, amíg a készülék ki nem kapcsol.

Ez a rendszer lehetővé teszi az egyszerű kezelést távirányító használata nélkül is.

Távirányító használata


A maszk külön távirányítóval van felszerelve. A távirányítóval három világítási mód között válthat (MODE gomb), de nem használható a maszk be- és kikapcsolására. A be- és kikapcsolást mindig a maszkon található gombbal kell végezni.

MODE gomb

Lehetővé teszi a három fényüzemmód közötti váltást, akár a kezelés alatt is.

Vezeték nélküli használat

A maszk vezeték nélküli, ami jelentősen növeli a kényelmet, lehetővé teszi a szabad mozgást, és csökkenti a csatlakozók sérülésének kockázatát. A vezeték nélküli megoldás kényelmes, korlátozásoktól mentes otthoni rituálévá teszi a kezelést.



2.3. A HATÓIDŐ ÉS EGY KEZELÉS HOSSZA

A LED 2.0 Biohack Mask automatikus, 10 perces ciklusokra van beállítva. A ciklus végén a maszk kikapcsol és a fény kialszik.

Egy kezelés ajánlott hossza

Az optimális eredmények elérése érdekében egy kezelés teljes ajánlott időtartama 20 perc. Ez azt jelenti, hogy az első 10 perces ciklus befejezése után újra be kell kapcsolni a maszkot, és el kell végezni egy második 10 perces ciklust.

Hogyan használja az üzemmódokat egy 20 perces kezelés során

Egy 20 perces kezelés során használhatja ugyanazt az üzemmódot mindkét ciklus alatt vagy válthat is a ciklusok között.

2.4. A HASZNÁLAT GYAKORISÁGA

Első hónap: heti 4 alkalommal.

Második hónap: heti 3 alkalommal.

A harmadik hónaptól: hosszú távon heti 2 alkalommal.

3. ELLENJAVALLATOK

A LED 2.0 Biohack Mask használata az alábbi esetekben nem ajánlott:

- terhesség vagy szoptatás ideje alatt orvosi konzultáció nélkül
- fényérzékenység (fokozott érzékenység a fényre)
- fényérzékenységet okozó gyógyszerek vagy étrendkiegészítők szedése (pl. egyes antibiotikumok, retinoidok, izotretinoin, akné elleni gyógyszerek, hormonkezelés stb.)
- genetikai eredetű szem- vagy bőrbetegségek
- epilepszia vagy fényingerekre érzékeny neurológiai betegségek
- aktív onkológiai betegség
- friss sebészeti vagy invazív beavatkozások az arc területén orvosi jóváhagyás nélkül
- aktív bőrfertőzések, nyílt sebek vagy kifejezett gyulladásos tünetek

Túlzott bőrpír, égő érzés, irritáció vagy bármilyen más nem kívánt reakció esetén a kezelést azonnal szakítsa meg, és forduljon szakemberhez.

4. HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

1. Az első használat előtt teljesen tölts fel a maszkot. A maszkot töltés közben ne használja.
2. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Sem a maszk, sem a távirányító nem vízálló. Kerülje a vízzel való közvetlen érintkezést, és ne használja nedves környezetben (pl. zuhany alatt vagy fürdőkádban).
3. Ne tegye ki a maszkot ütésnek vagy esésnek. A mechanikai sérülés befolyásolhatja a készülék működését.
4. Ne tárolja a maszkot szélsőséges hőmérsékleten vagy nedves környezetben. Eredeti csomagolásában, száraz és hűvös helyen tárolja, közvetlen napfénytől védve.

5. Működés közben ne helyezze a készüléket takarókra, elektromos takarókra vagy hőforrásokra.

6. Kizárólag a gyártó által mellékelte eredeti töltőkábelt használja. Ne használjon gyorstöltő adaptert, mert fennáll az akkumulátor túlmelegedésének, a készülék élettartama lerövidülésének és a készülék károsodásának veszélye.


7. A maszkot kizárólag egy személy használja. Higiéniai okokból nem ajánlott más személyekkel megosztani.

8. A készülék gyermekek számára nem alkalmas. Tartsa gyermekektől elzárva.

9. A készülék önkényes összeszerelése, szétszerelése vagy javítása a készülék károsodásához és a garancia elvesztéséhez vezethet. Meghibásodás esetén forduljon a forgalmazóhoz.

10. Kizárólag 2 db AAA elemet használjon. Az elemeket a készüléken feltüntetett polaritásnak megfelelően helyezze be. Ne használjon sérült vagy kifolyt elemeket, ne kombináljon új és használt, illetve különböző típusú elemeket. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. Az elemek nem részei a csomagnak.

5. A CSOMAG TARTALMA



6. A TERMÉK PARAMÉTEREI

LED-diódák száma: 280 db, 70 fényegységre osztva

Töltési feszültség: 5 V

Üzemi feszültség: 3,7 V

Töltőáram: 890 mA

Bemeneti teljesítmény: 5 W

Kimeneti teljesítmény: 3,7 W

Irradiancia: 30–50 mW/cm²

Súly: 320 g

Élelmiszeripari minőségű szilikonból készült

Kizárólag az Envy Therapy számára

gyártva Hongkongban

Forgalmazó: Klinika ENVY, s.r.o., Slovakia

envytherapy.com

