

NÁVOD NA POUŽITIE

Envy Therapy Sculpt & Contour ION Stick

RADICAL
SKINCARE SYSTEM

|SKI|

PRÍSTROJ VIDITEĽNE VYPÍNA PLEŤ
A ZLEPŠUJE JEJ PRUŽNOSŤ.

CIELENÉ VIBRÁCIE PREBÚDZAJÚ PLEŤ,
ZMIERŇUJÚ JEJ UNAVENÝ VZHĽAD
A SPEVNÚJÚ KONTÚRY TVÁRE.

IÓNOVÁ TECHNOLOGIA AKTIVUJE KOŽNÉ
BUNKY A POVZBUDZUJE MIKROCIRKULÁCIU.



Návod na použitie zahŕňa vysvetlenie jednotlivých funkcií pomôcky a upozornenia pri jej používaní.

Pred použitím si podrobne prečítajte návod na použitie.

Pred prvým použitím prístroj nabite.


Prístroj nie je medicínskym, ale kozmetickým nástrojom.

Účinok je ovplyvnený typom pokožky a druhom používaných kozmetických produktov.

OBSAH

1. INFORMÁCIE O PRÍSTROJI
 - 1.1. HLAVNÉ BENEFITY
 - 1.2. POPIS REŽIMOV
2. POUŽÍVANIE
 - 2.1. AKO POUŽÍVAŤ
 - 2.2. DOBA PÔSOBNIA
 - 2.3. FREKVENCIA POUŽÍVANIA
3. UPOZORNENIA
4. OBSAH BALENIA
5. ŠPECIFIKÁCIA PRÍSTROJA

1. INFORMÁCIE O PRÍSTROJI




1.1. HLAVNÉ BENEFITY

Prístroj viditeľne vypína pleť a zlepšuje jej pružnosť. Napomáha s redukciou opuchov a zvyrazňuje kontúry tváre. Iónová technológia aktivuje kožné bunky a povzbudzuje mikrocirkuláciu. Podporuje vstrebávanie kozmetických produktov, pretože vďaka kladným a záporným iónom prenikajú hlbšie do kožného tkaniva. Pomáha vyhladzovať vrásky a zvyšuje elasticitu pokožky. Cílené vibrácie prebúdzajú pleť, zmierňujú jej unavený vzhľad a spevňujú kontúry tváre. Špeciálny dizajn umožňuje bezproblémový kontakt s pokožkou z každého uhla. Pomôcka je určená na ošetrovanie celej tváre. Má ergonomický tvar a bezdrôtové vyhotovenie. Prístroj sa nabíja pomocou USB kábla, je bezpečný a neznečisťuje životné prostredie.


1.2. POPIS REŽIMOV

TLAČIDLO H – ČERVENÉ SVETLO
S TEPLOTOU 42 °C




Masážny režim

Po prvom stlačení tlačidla H sa zapne červené svetlo, nahrievanie na 42 °C a vibrácia. Masáž napomáha s redukciou opuchov a zvyrazňuje kontúry tváre. Cílené vibrácie prebúdzajú pleť a zmierňujú jej unavený vzhľad. Používajte s pleťovým krémom alebo olejom.



Masážny režim + ION vpravovací režim

Po druhom stlačení tlačidla H sa zapne červené svetlo, nahrievanie na 42 °C, vibrácia spolu s iónovým režimom. Masáž je obohatená o pôsobenie kladných a záporných iónov, čo zlepšuje vpravovanie kozmetických produktov hlbšie do pokožky. Používajte so sérom alebo ampulkou.




ION vpravovací režim

Po treťom stlačení tlačidla H sa zapne červené svetlo a režim iónového vpravovania kozmetických produktov. Využívate funkciu bez vibrácie na zlepšenie penetrácie kozmetických produktov. Používajte so sérom alebo ampulkou.


TLAČIDLO C – MODRÉ SVETLO BEZ NAHRIEVANIA

Masážny režim bez nahrievania odporúčame pre citlivú pleť, pleť s citlivými kapilármi a klientom, ktorým nevyhovuje zvýšená teplota alebo nechcú veľmi prekrviť pokožku.




Masážny režim

Po prvom stlačení tlačidla C sa zapne modré svetlo a vibrácia. Masáž napomáha s redukciou opuchov a zvýrazňuje kontúry tváre. Cílené vibrácie prebúdzajú pleť a zmierňujú jej unavený vzhľad. Používajte s pleťovým krémom alebo olejom.



Masážny režim + ION vpravovací režim

Po druhom stlačení tlačidla C sa zapne modré svetlo a vibrácia spolu s iónovým režimom. Masáž je obohatená o pôsobenie kladných a záporných iónov, čím zlepšuje vpravovanie kozmetických produktov hlbšie do pokožky. Používajte so sérom alebo ampulkou.




ION vpravovací režim

Po treťom stlačení tlačidla C sa zapne modré svetlo a režim iónového vpravovania kozmetických produktov. Využívate funkciu bez vibrácie na zlepšenie penetrácie kozmetických produktov. Používajte so sérom alebo ampulkou.


2. POUŽÍVANIE

2.1. AKO POUŽÍVAŤ

Na vyčistenú pleť naneste produkt podľa zvoleného režimu (viď popis režimov) a pokračujte v inštrukciách podľa obrázkov. Pre maximálny efekt penetrácie aktívnych látok odporúčame produkt nanášať bezprostredne PRED použitím prístroja. Najideálnejšie je nanášanie a vpravovanie produktu po sekciiach.



Spôsob použitia
v oblasti očí



Spôsob použitia
na tvári

Prístroj vypnite, ak sa nevypol sám a hlavicu utrite čistou utierkou. Nedávajte ho pod tečúci prúd vody, nie je vodotesný.

2.2. DOBA PÔSOBNIA

Masážny režim: 5 až 10 minút.

ION vpravovací režim: 3 až 5 minút.

Prístroj sa po 10 minútach automaticky vypne.

2.3. FREKVENCIA POUŽÍVANIA

Prístroj môžete používať denne podľa potreby.

PRÍSTROJ NEPOUŽÍVAJTE, AK PATRÍTE
DO JEDNEJ Z TÝCHTO SKUPÍN

- Tehotné a dojčiacie ženy.
- Fotosenzitívni ľudia alebo ak užívate lieky, ktoré môžu spôsobiť fotosenzitivitu.
- Ľudia s genetickými chorobami oka alebo kožnými chorobami (ako je lupus erythematosus, fotosenzitívny ekzém, albinizmus, atď.)
- Ľudia trpiaci epileptickými záchvatmi.
- Ľudia s kardiostimulátorom.

3. UPOZORNENIA

1. Pred prvým použitím prístroj úplne nabite a počas nabíjania ho nepoužívajte.
2. Nečistite, neumývajte ani nemanipulujte s prístrojom počas nabíjania. Vyhňte sa priamemu kontaktu so zdrojom vody.
3. Výrobok má nahrievaciu funkciu s teplotou približne 42 °C. Vnimanie teploty sa môže u jednotlivých ľudí líšiť.
4. Ak dôjde k prehnanému začervneniu alebo inej nežiadúcej reakcii, prestaňte pomôcku používať a obráťte sa na kozmetičku alebo lekára.
5. Ak máte podozrenie, že s prístrojom nie je niečo v poriadku, prestaňte ho používať a kontaktujte predajcu.
6. Výrobok nie je vodotesný, preto ho nedávajte do vody.
7. Nehádzajte ani nebúchajte s prístrojom.
8. Neskladujte pri príliš vysokých alebo nízkych teplotách ani vo vlhkom prostredí. Skladujte v originálnej krabici na suchom a chladnom mieste. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
9. Používajte len originálny nabíjací kábel.
10. Pri používaní a skladovaní buďte opatrní. Držte mimo dosahu detí.
11. Pomôcka nie je určená ku konzumácii.
12. Nevystavujte tekutinám, kovovým produktom ani korozívnym chemikáliám.
13. Svojoľná montáž, demontáž, opravovanie a úprava pomôcky môže viesť k jej poruche, ktorú nebude možné opraviť ani reklamovať. Nesnažte sa prístroj opravovať sami a vždy kontaktujte predajcu.


4. OBSAH BALENIA



Sculpt & Contour
ION Stick



USB
nabíjací kábel



návod
na použitie

5. ŠPECIFIKÁCIA PRÍSTROJA

MODEL PRÍSTROJA: SY-026

HMOTNOSŤ: 60 G

NABÍJACIE NAPÄTIE: 5V

NABÍJACÍ PRÚD: 500MA

MENOVITÝ VÝKON: 3W

TYP BATÉRIE: 400MAH POLYMER LP

MADE IN HONG KONG EXCLUSIVELY
FOR ENVY THERAPY

DISTRIBÚTOR:
KLINIKA ENVY, S.R.O.,
SLOVAKIA

ENVYTHERAPY.COM

CE RoHS



NÁVOD K POUŽITÍ

Envy Therapy

Sculpt & Contour ION Stick

RADICAL
SKINCARE SYSTEM

|CZ|

PŘÍSTROJ VIDITELNĚ VYPÍNÁ PLEŤ
A ZLEPŠUJE JEJÍ PRUŽNOST.

CÍLENÉ VIBRACE PROBOUZÍ PLEŤ,
ZMÍRŇUJÍ JEJÍ UNAVENÝ VZHLED
A ZPEVŇUJÍ KONTURY OBLIČEJE.

IONTOVÁ TECHNOLOGIE AKTIVUJE KOŽNÍ
BUŇKY A POVZBUZUJE MIKROCIRKULACI.



Návod k použití zahrnuje vysvětlení jednotlivých funkcí pomůcky a upozornění při jejím používání.

Před použitím si podrobně přečtěte návod k použití.

Před prvním použitím přístroj nabijte.


Přístroj není medicínským, ale kosmetickým nástrojem.

Účinek je ovlivněn typem pokožky a druhem používaných kosmetických produktů.

OBSAH

1. INFORMACE O PŘÍSTROJI
 - 1.1. HLAVNÍ BENEFITY
 - 1.2. POPIS REŽIMŮ
2. POUŽÍVÁNÍ
 - 2.1. JAK POUŽÍVAT
 - 2.2. DOBA PŮSOBENÍ
 - 2.3. FREKVENCE POUŽÍVÁNÍ
3. UPOZORNĚNÍ
4. OBSAH BALENÍ
5. SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

1. INFORMACE O PŘÍSTROJI



1.1. HLAVNÍ BENEFITY

Přístroj viditelně vypíná pleť a zlepšuje její pružnost. Napomáhá s redukcí otoků a zvýrazňuje kontury obličeje. Iontová technologie aktivuje kožní buňky a povzbuzuje mikrocirkulaci.

Podporuje vstřebávání kosmetických produktů, protože díky kladným a záporným iontům pronikají hlouběji do kožní tkáně.

Pomáhá vyhlazovat vrásky a zvyšuje elasticitu pokožky.

Cílené vibrace probouzí pleť, zmírňují její unavený vzhled a zpevňují kontury obličeje.

Speciální design umožňuje bezproblémový kontakt s pokožkou z každého úhlu.


Pomůcka je určena k ošetřování celého obličeje.

Má ergonomický tvar a bezdrátové provedení.

Přístroj se nabíjí pomocí USB kabelu, je bezpečný a neznečišťuje životní prostředí.


1.2. POPIS REŽIMŮ

TLAČÍTKO H – ČERVENÉ SVĚTLO
O TEPLOTĚ 42 °C




Masážní režim

Po prvním stisknutí tlačítka H se zapne červené světlo, nahřívání na 42 °C a vibrace. Masáž napomáhá s redukcí otoků a zvýrazňuje kontury obličeje. Cílené vibrace probouzí pleť a zmírňují její unavený vzhled. Používejte se sérem nebo olejem.



Masážní režim + ION vpravovací režim

Po druhém stisknutí tlačítka H se zapne červené světlo, nahřívání na 42 °C, vibrace spolu s iontovým režimem. Masáž je obohacena o působení kladných a záporných iontů, což zlepšuje absorpci kosmetických produktů hlouběji do pokožky. Používejte se sérem nebo ampulkou.




ION vpravovací režim

Po třetím stisknutí tlačítka H se zapne červené světlo a režim iontového vpravování kosmetických produktů. Využíváte funkci bez vibrace ke zlepšení penetrace kosmetických produktů. Používejte se sérem nebo ampulkou.


TLAČÍTKO C – MODRÉ SVĚTLO BEZ NAHŘÍVÁNÍ

Masážní režim bez nahřívání doporučujeme pro citlivou pleť, pleť s citlivými kapilárami a klientům, kterým nevyhovuje zvýšená teplota nebo nechťejí moc prokrvit pokožku.




Masážní režim

Po prvním stisknutí tlačítka C se zapne modré světlo a vibrace. Masáž napomáhá s redukcí otoků a zvýrazňuje kontury obličeje. Cílené vibrace probouzí pleť a zmírňují její unavený vzhled. Používejte s pleťovým krémem nebo olejem.



Masážní režim + ION vpravovací režim

Po druhém stisknutí tlačítka C se zapne modré světlo a vibrace spolu s iontovým režimem. Masáž je obohacena o působení kladných a záporných iontů, čímž zlepšuje vpravování kosmetických produktů hlouběji do pokožky. Používejte se sérem nebo ampulkou.




ION vpravovací režim

Po třetím stisknutí tlačítka C se zapne modré světlo a režim iontového vpravování kosmetických produktů. Využíváte funkci bez vibrace ke zlepšení penetrace kosmetických produktů. Používejte se sérem nebo ampulkou.


2. POUŽÍVÁNÍ

2.1. JAK POUŽÍVAT

Na vyčištěnou pleť naneste produkt podle zvoleného režimu (viz popis režimů) a pokračujte v instrukcích podle obrázků. Pro maximální efekt penetrace aktivních látek doporučujeme produkt nanášet bezprostředně PŘED použitím přístroje. Nejideálnější je nanášení a vpravování produktu po sekcích.



Způsob použití
v oblasti očí.



Způsob použití
na obličej.

Přístroj vypněte, pokud se nevypnul sám a hlavici otřete čistou utěrkou. Nedávejte pod tekoucí proud vody, není vodotěsný.

2.2. DOBA PŮSOBENÍ

Masážní režim: 5 až 10 minut.

ION vpravovací režim: 3 až 5 minut.

Přístroj se po 10 minutách automaticky vypne.

2.3. FREKVENCE POUŽÍVÁNÍ

Přístroj můžete používat denně dle potřeby.

PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVEJTE, PATAŘÍTE-LI
DO JEDNÉ Z TĚCHTO SKUPIN

- Těhotné a kojící ženy.
- Fotosenzitivní lidé nebo pokud užíváte léky, které mohou způsobit fotosenzitivitu.
- Lidé s genetickými chorobami oka nebo kožními chorobami (jako je lupus erythematosus, fotosenzitivní ekzém, albinismus, atd.).
- Lidé trpící epileptickými záchvaty.
- Lidé s kardiostimulátorem.

3. UPOZORNĚNÍ

1. Před prvním použitím přístroj zcela nabijte a během nabíjení jej nepoužívejte.
2. Nečistěte, nemyjte ani nemanipulujte s přístrojem během nabíjení. Vyhňte se přímému kontaktu se zdrojem vody.
3. Výrobek má nahřívací funkci s teplotou přibližně 42 °C. Vnímání teploty se může u jednotlivých lidí lišit.
4. Dojde-li k přehnanému zarudnutí nebo jiné nežádoucí reakci, přestaňte pomůcku používat a obraťte se na kosmetičku nebo lékaře.
5. Máte-li podezření, že s přístrojem není něco v pořádku, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.
6. Výrobek není vodotěsný, proto jej nedávejte do vody.
7. Neházejte ani nebouchajte s přístrojem.
8. Neskladujte při příliš vysokých nebo nízkých teplotách ani ve vlhkém prostředí. Skladujte v originální krabici na suchém a chladném místě. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
9. Používejte pouze originální nabíjecí kabel.
10. Při používání a skladování buďte opatrní. Držte mimo dosah dětí.
11. Pomůcka není určena ke konzumaci.
12. Nevystavujte tekutinám, kovovým produktům ani korozivním chemikáliím.
13. Svěolná montáž, demontáž, opravování a úprava pomůcky může vést k její poruše, kterou nebude možné opravit ani reklamovat. Nesnažte se přístroj opravovat sami a vždy kontaktujte prodejce.


4. OBSAH BALENÍ



Sculpt & Contour
ION Stick



USB
nabíjecí kabel



návod
k použití

5. SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

MODEL PŘÍSTROJE: SY-026

HMOTNOST: 60 G

NABÍJECÍ NAPĚTÍ: 5V

NABÍJECÍ PROUD: 500MA

JMĚNOVITÝ VÝKON: 3W

TYP BATERIE: 400MAH POLYMER LP

MADE IN HONG KONG EXCLUSIVELY
FOR ENVY THERAPY

DISTRIBUTOR:
KLINIKA ENVY, S.R.O.,
SLOVAKIA

ENVYTHERAPY.COM

CE RoHS



VISIBLY REVITALIZING YOUR SKIN,
THE DEVICE ENHANCES ITS ELASTICITY,
REDUCES PUFFINESS, AND ACCENTUATES
FACIAL CONTOURS.

THE ION TECHNOLOGY ACTIVATES SKIN
CELLS, PROMOTES MICROCIRCULATION.



Envy Therapy Sculpt & Contour ION Stick

RADICAL
SKINCARE SYSTEM

[EN]

Familiarize yourself with the individual functions of the device and the usage warnings provided.

Carefully read and understand all instructions before operating the device.

Ensure the device is fully charged before initial use.


Please note that the device is intended for cosmetic purposes and is not a medical tool.

The effectiveness of the device may vary depending on skin type and the type of cosmetic products utilized.

TABLE OF CONTENTS

1. DEVICE INFORMATION
 - 1.1. MAIN BENEFITS
 - 1.2. MODES DESCRIPTION
2. USAGE INSTRUCTIONS
 - 2.1. HOW TO USE
 - 2.2. DURATION OF USE
 - 2.3. FREQUENCY OF USE
3. WARNINGS
4. PACKAGE CONTENT
5. DEVICE SPECIFICATION

1. DEVICE INFORMATION



1.1. MAIN BENEFITS

Visibly revitalizing your skin, the device enhances its elasticity, reduces puffiness, and accentuates facial contours.

The ION technology activates skin cells, promotes microcirculation, and facilitates the absorption of skincare products due to the presence of positive and negative ions.

Say goodbye to wrinkles and hello to firmer skin as the targeted vibrations awaken your complexion, diminish signs of fatigue, and enhance facial contours.

The unique design ensures seamless skin contact from every angle.


The device is designed for treating the entire face.

Its ergonomic and cordless design offers convenience.

The device can be charged using a USB cable, ensuring safety and environmental friendliness.


1.2. MODES DESCRIPTION

BUTTON H – RED LIGHT
WITH TEMPERATURE OF 42°C




Massage Mode

Upon pressing the H button for the first time, the red light, heating to 42°C, and vibration activate. This massage mode aids in reducing puffiness and enhancing facial contours. Targeted vibrations rejuvenate the skin and diminish signs of fatigue. Use with face cream or oil.



Massage Mode + ION Mesotherapy Mode

Pressing the H button for the second time activates the red light, 42°C heating, vibration, and ion mode. The massage experience is further enhanced by the presence of positive and negative ions, promoting better absorption of skincare products into the skin. Suitable for use with a serum or ampoule.




ION Mesotherapy Mode

Upon pressing the H button for the third time, the red light and ion mode engage. Utilize the vibration-free function to enhance the absorption of cosmetic products. Recommended for use with a serum or ampoule.


BUTTON C - BLUE LIGHT WITHOUT HEATING

For individuals with sensitive skin, skin prone to sensitive capillaries, or those preferring a cooler treatment, we recommend utilizing the massage mode without heating.




Massage Mode

Press the C button once to activate the blue light and vibration. This massage mode assists in reducing puffiness and improving facial contours. Targeted vibrations revitalize the skin and diminish tiredness. Use alongside face cream or oil.



Massage Mode + ION Mesotherapy Mode

Pressing the C button for the second time triggers the blue light, vibration, and ion mode. The massage experience is enriched by positive and negative ions, enhancing the absorption of cosmetic products. Use the mode with a serum or ampoule.




ION Mesotherapy Mode

Upon pressing the C button for the third time, the blue light and ion mode activate. Utilize the vibration-free function to enhance the absorption of cosmetic products. Recommended for use with a serum or ampoule.


2. USAGE INSTRUCTIONS

2.1. HOW TO USE

Apply the product to cleansed skin based on the selected mode (refer to modes description) and follow the illustrated instructions below. For optimal absorption of active ingredients, we recommend applying the product just BEFORE using the device. It is advisable to apply the product in sections.



Method for applying
to the eye area.



Method for applying
to the face.

After use, manually switch off the device if it has not automatically turned off, and wipe the head with a clean cloth. Avoid exposing the device to running water, as it is not waterproof.

2.2. DURATION OF USE

Massage Mode: 5 to 10 minutes.

ION Mesotherapy Mode: 3 to 5 minutes.

The device will automatically shut off after 10 minutes.

2.3. FREQUENCY OF USE

You may use the device daily.

DO NOT USE IF YOU BELONG TO ANY OF THE FOLLOWING GROUPS:

- Pregnant or breastfeeding women.
- Individuals sensitive to light or taking photosensitizing medications.
- Individuals with genetic eye or skin conditions (e.g., lupus erythematosus, photosensitive eczema, albinism, etc.).
- Individuals prone to epileptic seizures.
- Individuals with pacemakers.

3. WARNINGS

1. Ensure the device is fully charged before the first use and avoid using while charging.
2. Refrain from cleaning, washing, or using the device during charging. Keep away from direct water contact.
3. The device features a heating function with an approximate 42°C temperature. Sensitivity to temperature varies among individuals.
4. Discontinue use and seek advice from a beautician or doctor if excessive redness or adverse reactions occur.
5. If you suspect any issues with the device, discontinue use and contact the seller.
6. The product is not waterproof; avoid contact with water.
7. Handle the device with care; do not drop or bump it.
8. Store the device in its original packaging in a cool, dry place away from extreme temperatures and moisture. Keep it out of direct sunlight.
9. Use only the original charging cable.
10. Be careful when using and storing the device. Keep it out of the reach of children.
11. The device is not intended for consumption.
12. Do not bring it into contact with liquids, metal products, or corrosive chemicals.
13. Unauthorized assembly, disassembly, repair, and modification of the device can lead to malfunctions that cannot be repaired or claimed. Do not attempt to repair it yourself and always contact the distributor.

Following these instructions will help prevent damage to the device and ensure your safety while using it.


4. PACKAGE CONTENT



Sculpt & Contour
ION Stick



USB
charging cable



instruction
manual

5. DEVICE SPECIFICATION

MODEL OF THE DEVICE: SY-026

WEIGHT: 60 G

CHARGING VOLTAGE: 5V

CHARGING CURRENT: 500MA

RATED POWER: 3W

BATTERY TYPE: 400MAH POLYMER LP

MADE IN HONG KONG EXCLUSIVELY
FOR ENVY THERAPY

DISTRIBUTOR:
KLINIKA ENVY, S.R.O.,
SLOVAKIA

ENVYTHERAPY.COM



CE RoHS

