

ULTRA-INTELEKTNÝ HI-TECH PRÍSTROJ
PRE VŠETKY TYPY PLETI PRACUJE NA PRINCÍPE
ULTRAZVUKOVÝCH VĽN V 3 REŽIMOCH:

- 1—ULTRAZVUKOVÉ ČISTENIE
- 2—GALVANICKÝ REŽIM
- 3—EMS STIMULÁCIA TVÁROVÝCH SVALOV



Envy Therapy
Ultrasonic
Face Therapy
3-in-1

RADICAL
SKINCARE SYSTEM

[SK]

Tento návod na použitie zahŕňa vysvetlenie jednotlivých funkcií pomôcky ako aj upozornenia pri jej používaní.

Pred použitím výrobku si prosím podrobne prečítajte tento návod na použitie a osvojte si ho.

Pred prvým použitím pomôcku nabite.

Táto pomôcka nie je medicínskym, ale kozmetickým nástrojom.

Účinok pomôcky je ovplyvnený typom pokožky a druhom kozmetických produktov, aké užívateľ používa.

Produkt bol testovaný Kórejským inštitútom dermatologických vied.

OBSAH

1. INFORMÁCIE O POMÔCKE
 - 1.1. ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
 - 1.2. ČASTI POMÔCKY
 - 1.3. NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ
2. POUŽÍVANIE
 - 2.1. NABÍJANIE
 - 2.2. NÁVOD NA POUŽITIE
3. UPOZORNENIA

1. INFORMÁCIE O POMÔCKE

1.1. ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

NÁZOV: ULTRASONIC FACE THERAPY 3-IN-1

BATÉRIA: 500 MAH@3,7 V

VELKOSŤ: 24 x 63 x 180 mm (Š x D x V)

HMOTNOSŤ: 120 g

MATERIÁL: ABS + NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

ROK VÝROBY: 2024

KRAJINA PÔVODU: VYROBENÉ V HONG KONGU



EXKLUZÍVNE PRE ENVY THERAPY

HLAVNÁ FUNKCIA: ULTRAZVUKOVÉ ČISTENIE

PLETI, ABSORPCIA ÚČINNÝCH LÁTKO


GALVANIZÁCIOU, EMS LIFTING PLETI

1.2. ČASTI POMÔCKY



2. POUŽÍVANIE

2.1. NABÍJANIE



Pred prvým použitím pomôcku nabite. Stav batérie, a teda aj nabíjaci čas sa môžu líšiť. Maximálny čas nabíjania sú 2 hodiny.

1. Pripojte microUSB magnetický kábel na konektor v spodnej časti pomôcky.

2. Druhú časť kábla pripojte na 5V 1A zástrčku alebo na počítač.

3. Symbol batérie na LCD obrazovky počas nabíjania bliká. Nepoužívajte produkt počas nabíjania.

UPOZORNENIA

Ak počas používania začne na LCD obrazovke blikáť symbol batérie znamená to, že sa vybíja a pomôcku je potrebné nabíť.

Nepoužívajte produkt počas nabíjania.

Symbol batérie na LCD obrazovky počas nabíjania bliká.

Keď symbol batérie prestane blikáť, pomôcka je plne nabitá a pripravená na použitie.

Maximálny čas používania pomôcky pri plne nabitých batériách je približne 1 hodina. Môže sa líšiť v závislosti na tom, ktorý režim pomôcky používate.

2.2. NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím výrobku si prosím podrobne prečítajte tento návod na použitie a osvojte si ho.

Pomôcka má funkciu automatického vypnutia po 5 minútach fungovania. Ak potrebujete pomôcku používať dlhšie ako 5 minút, stlačte, prosím, po automatickom vypnutí opäť tlačidlo zapnutia a vyberte si režim, ktorý potrebujete. Keď používate EMS režim, odporúčame začať s EMS/L, a potom zmeniť na EMS/H, prip. ponechať na EMS/L v závislosti od Vašich subjektívnych pocitov pri používaní. Pomôcku vždy po použití vydezinfikujte dezinfekčným prípravkom.

A) ULTRAZVUKOVÉ ČISTENIE PÓROV (SONIC CLEANSING)

Vysokofrekvenčné vibrácie napomáhajú čisteniu pórov a odstráneniu odumretých kožných buniek a baktérií.

Pred použitím prístroja si odličte, vyčistíte a navlhčíte pleť. Dbajte na to, aby bola ošetrovaná oblasť neustále vlhká. Použití môžete obyčajnú vodu alebo pleťovú hmlu a pomocou tampónika alebo rozprašovača ošetrovanú oblasť priebiežne navlhčujete. Nepoužívajte však produkty s obsahom alkoholu.

Zapnite prístroj a vyberte režim ultrazvukového čistenia (Sonic Cleansing). jemne pohybujte čepeťou vertikálne po pokožke (obr. 1).

B) ULTRAZVUKOVÉ ČISTENIE PÓROV ION+ (SONIC CLEANSING ION+)

Vysokofrekvenčné vibrácie napomáhajú čisteniu pórov a odstráneniu odumretých kožných buniek a baktérií. Kladne nabité ióny pomáhajú navyše odstraňovať z pokožky zvyšky kozmetických produktov a syntetických nečistôt (prach, smog, nečistoty...)

Pred použitím prístroja si odličte, vyčistíte a navlhčíte pleť. Dbajte na to, aby bola ošetrovaná oblasť neustále vlhká. Použití môžete obyčajnú vodu alebo pleťovú hmlu a pomocou tampónika alebo rozprašovača ošetrovanú oblasť priebiežne navlhčujete. Nepoužívajte však produkty s obsahom alkoholu.

Zapnite prístroj a vyberte režim ultrazvukového čistenia ION+ (Sonic Cleansing ION+). jemne pohybujte čepeťou vertikálne po pokožke (obr. 1).

FREKVENCIA A PROTOKOL POUŽITIA REŽIMU ULTRAZVUKOVÉHO ČISTENIA

● MASNÁ PLEŤ – 2x TÝŽDENNE:

5 MINÚT SONIC CLEANSING

5 MINÚT SONIC CLEANSING ION+

● NORMÁLNA PLEŤ – 1x TÝŽDENNE:

5 MINÚT SONIC CLEANSING

5 MINÚT SONIC CLEANSING ION+

● SUCHÁ A CITLIVÁ PLEŤ – 1x TÝŽDENNE:

5 MINÚT SONIC CLEANSING

C) GALVANICKÝ REŽIM ION –

Galvanická iónová funkcia zabezpečí hĺbkovú penetráciu aktívnych látok z kozmetických produktov.

Pred použitím prístroja si odličte a vyčistíte pleť. Aplikujte sérum, koncentrát alebo ampulku podľa potrieb pleti. Pre maximálny efekt penetrácie aktívnych látok odporúčame séra, koncentráty a ampulky nanášať bezprostredne PRED použitím galvanického vpravovania. Najideálnejšie je nanášanie a galvanické vpravovanie produktu po sekciih. Napríklad, naniesť sérum na čelo, použiť galvanický režim. Ďalej pokračovať podobne v sekciih: pravé líce, ľavé líce, brada, krk, dekolé.

Vyberte si na prístroji galvanický režim (Galvanic ION –) a držte prístroj za elektrické póly po bokoch. Následne, zadnou stranou čepeľky (nie jej hrotom) jemne zatlačíte produkt do pleti, ideálne po sekciih (obr. 2).

FREKVENCIA A PROTOKOL POUŽITIA GALVANICKÉHO REŽIMU ION –

● 3–5 MINÚT 2–3x TÝŽDENNE PODĽA POTREBY

D) STIMULÁCIA TVÁROVÝCH SVALOV (EMS/LOW)

Elektrická svalová stimulácia spevní pokožku a vypne ochabnuté kontúry tváre.

Pred použitím prístroja si odličte a vyčistíte pleť. Aplikujte sérum, koncentrát, ampulku alebo krém podľa potrieb pleti, dbajte však na to, aby išlo o produkt na vodnej, nie na olejovej báze. Počkajte kým produkt vsiakne do pleti, pri použití EMS režimu na vlhkú pokožku môže nastať zvýšený pocit brnenia.

Vyberte si na prístroji EMS/L (EMS/LOW) režim a držte prístroj za elektrické póly po bokoch. Následne, zadnou stranou čepeľky (nie jej hrotom) jemne masírujte pokožku (obr. 2). Pociť brnenia alebo jemného mravenčenia je pri tomto móde normálny.

E) STIMULÁCIA TVÁROVÝCH SVALOV (EMS/HIGH)

Vyššia frekvencia elektrickej stimulácie pre ešte výraznejšie spevnenie pokožky a vypnutie ochabnutých kontúr tváre.

Pred použitím prístroja si odličte a vyčistíte pleť. Aplikujte sérum, koncentrát, ampulku alebo krém podľa potrieb pleti, dbajte však na to, aby išlo o produkt na vodnej, nie na olejovej báze. Počkajte kým produkt vsiakne do pleti, pri použití EMS režimu na vlhkú pokožku môže nastať zvýšený pocit brnenia.

Vyberte si na prístroji EMS/H (EMS/HIGH) režim a držte prístroj za elektrické póly po bokoch. Následne, zadnou stranou čepeľky (nie jej hrotom) jemne masírujte pokožku (obr. 2). Pociť brnenia alebo jemného mravenčenia je pri tomto móde normálny.

Ak by bola frekvencia tohto režimu príliš vysoká a spôsobovala Vám nepríjemné pocity, prepnite na nižšiu frekvenciu EMS/L.

FREKVENCIA A PROTOKOL POUŽITIA REŽIMU EMS

● INTENZÍVNA EMS KÚRA: 5 MINÚT 4x TÝŽDENNE
PO DOBU JEDNÉHO Mesiaca

● UDRŽIAVACIA EMS KÚRA:
5 MINÚT 3x TÝŽDENNE PO DOBU JEDNÉHO Mesiaca

● PREVENTÍVNA EMS KÚRA:
5 MINÚT 2–3x TÝŽDENNE PODĽA POTREBY

3. UPOZORNENIA

Pred použitím a skladovaním pomôcky je potrebné osvojiť si tieto upozornenia.

Stupeň vodotesnosti produktu je IP X-5. Zabezpečte, aby sa voda alebo iná tekutina nedostala dovnútra prístroja.

Ošetrovanie ultrazvukom sa neodporúča osobám s kardiostimulátorom ani osobám trpiacim epilepsiou alebo závažným srdcovým ochorením. Nepoužívajte na pokožku s prebiehajúcim akútnym zápalom alebo čerstvým permanentným mejkapom.

Z dôvodu náročnosti a vážnych etických otázok sa klinické skúšanie prístroja u tehotných žien nevykonávalo, a preto jeho používanie v tomto období neodporúčame.

Ak dôjde k prehnaniu začervenaniu alebo inej nežiadúcej reakcii, okamžite prestaňte pomôcku používať a obráťte sa na kozmetičku alebo lekára.

Ak máte podozrenie, že s prístrojom nie je niečo v poriadku, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte predajcu.

Nehádzte ani nebúchajte s produktom.

Prístroj neskladujte pri príliš vysokých alebo nízkych teplotách ani vo vlhkom prostredí. Skladujte v originálnej krabici na suchom a chladnom mieste. Nevystavujte ju priamemu slnečnému žiareniu.

Nepokladajte prístroj na prikrývky a elektrické deky.


Používajte len originálny nabíjaci kábel, ktorý ste dostali k tomuto produktu.

Buďte opatrní pri používaní a skladovaní pomôcky. Pomôcka nie je vhodná na použitie deťmi, preto ju držte mimo ich dosahu.


Pomôcka nie je určená ku konzumácii.

Nevystavujte produkt ani nabíjaci kábel tekutinám ani iným kovovým produktom.

Svojevoľná montáž, demontáž, opravovanie a úprava pomôcky môže viesť k jej poruche, ktorú nebude možné opraviť ani reklamovať. Nesnažte sa prístroj opravovať sami a vždy kontaktujte predajcu.



OBR. 1



OBR. 2

- 1—ULTRAZVUKOVÉ ČIŠTĚNÍ
- 2—GALVANICKÝ REŽIM
- 3—EMS STIMULACE OBLIČEJOVÝCH SVALŮ



Envy Therapy
Ultrasonic
Face Therapy
3-in-1

RADICAL
SKINCARE SYSTEM

Tento návod k použití zahrnuje vysvětlení jednotlivých funkcí pomůcky i upozornění při jejím používání.

Před použitím výrobku si prosím podrobně přečtěte tento návod k použití a osvojte si jej.

Před prvním použitím pomůcku nabijte.

Tato pomůcka není medicínským, ale kosmetickým nástrojem.

Účinek pomůcky je ovlivněn typem pokožky a druhem kosmetických produktů, jaké uživatel používá.

Produkt byl testován Korejským institutem dermatologických věd.

1. INFORMACE O POMŮCCE
 - 1.1. SPECIFIKACE PRODUKTU
 - 1.2. ČÁSTI POMŮCKY
 - 1.3. NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ
2. POUŽÍVÁNÍ
 - 2.1. NABÍJENÍ
 - 2.2. NÁVOD K POUŽITÍ
3. UPOZORNĚNÍ

1. INFORMACE O POMŮCCE

1.1. SPECIFIKACE PRODUKTU

NÁZEV: ULTRASONIC FACE THERAPY 3-IN-1

BATERIE: 500 MAH@3,7 V

VELIKOST: 24 x 63 x 180 mm (Š x D x V)

HMOTNOST: 120 g

MATERIÁL: ABS + NEREZOVÁ OCEL

ROK VÝROBY: 2024



ZEMĚ PŮVODU: VYROBENO V HONG KONGU

EXKLUZIVNĚ PRO ENVY THERAPY


HLAVNÍ FUNKCE: ULTRAZVUKOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI,

ABSORPCE ÚČINNÝCH LÁTEK GALVANIZACÍ,

EMS LIFTING PLETI



2.1. NABÍJENÍ



Před prvním použitím pomůcku nabijte. Stav baterie a tedy i nabíjecí čas se mohou lišit. Maximální doba nabíjení jsou 2 hodiny.

1. Připojte micro USB magnetický kabel na konektor ve spodní části pomůcky.

2. Druhou část kabelu připojte na 5V 1A zástrčku nebo na počítač.

3. Symbol baterie na LCD obrazovce během nabíjení bliká. Nepoužívejte produkt během nabíjení.

UPOZORNĚNÍ

Pokud během používání začne na LCD obrazovce blikat symbol baterie, znamená to, že se vybíjí a pomůcku je třeba nabít.

Nepoužívejte produkt během nabíjení.

Symbol baterie na LCD obrazovce během nabíjení bliká.

Když symbol baterie přestane blikat, pomůcka je plně nabitá a připravená k použití.

Maximální doba používání pomůcky při plně nabitých bateriích je přibližně 1 hodina. Může se lišit v závislosti na tom, který režim pomůcky používáte.

2.2. NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím výrobku si prosím podrobně přečtěte tento návod k použití a osvojte si jej.



Pomůcka má funkci automatického vypnutí po 5 minutách fungování. Pokud potřebujete pomůcku používat déle než 5 minut, stiskněte, prosím, po automatickém vypnutí opět tlačítko zapnutí a vyberte si režim, který potřebujete. Pokud používáte EMS režim, doporučujeme začít s EMS/L, a poté změnit na EMS/H, příp. ponechat na EMS/L v závislosti na vašich subjektivních pocitech při používání. Pomůcku vždy po použití vydezinfikujte dezinfekčním přípravkem.

A) ULTRAZVUKOVÉ ČIŠTĚNÍ PŮRŮ (SONIC CLEANSING)

Vysokofrekvenční vibrace napomáhají čištění pórů a odstranění odumřelých kožních buněk a bakterií.

Před použitím přístroje si odličte, vyčistěte a navlhčete pleť. Dbejte na to, aby byla ošetřovaná oblast neustále vlhká. Použit můžete obyčejnou vodu nebo pleťovou mlhu a pomocí tamponku nebo rozprašovače ošetřovanou oblast průběžně navlhčujte. Nepoužívejte však produkty s obsahem alkoholu.

Zapněte přístroj a vyberte režim ultrazvukového čištění (Sonic Cleansing). Jemně pohybujte čepelí vertikálně po pokožce (obr. 1).



OBR. 1

B) ULTRAZVUKOVÉ ČIŠTĚNÍ PŮRŮ ION+ (SONIC CLEANSING ION+)

Vysokofrekvenční vibrace napomáhají čištění pórů a odstranění odumřelých kožních buněk a bakterií. Kladně nabité ionty pomáhají navíc odstraňovat z pokožky zbytky kosmetických produktů a syntetických nečistot (prach, smog, nečistoty...)

Před použitím přístroje si odličte, vyčistěte a navlhčete pleť. Dbejte na to, aby byla ošetřovaná oblast neustále vlhká. Použit můžete obyčejnou vodu nebo pleťovou mlhu a pomocí tamponku nebo rozprašovače ošetřovanou oblast průběžně navlhčujte. Nepoužívejte však produkty s obsahem alkoholu.

Zapněte přístroj a vyberte režim ultrazvukového čištění ION+ (Sonic Cleansing ION+). Jemně pohybujte čepelí vertikálně po pokožce (obr. 1).

FREKVENCE A PROTOKOL POUŽITÍ REŽIMU ULTRAZVUKOVÉHO ČIŠTĚNÍ

☉ MASNÁ PLEŤ – 2x TÝDNĚ:

5 MINUT SONIC CLEANSING

5 MINUT SONIC CLEANSING ION+

☉ NORMÁLNÍ PLEŤ – 1x TÝDNĚ:

5 MINUT SONIC CLEANSING

5 MINUT SONIC CLEANSING ION+

☉ SUCHÁ A CITLIVÁ PLEŤ – 1x TÝDNĚ:

5 MINUT SONIC CLEANSING

C) GALVANICKÝ REŽIM ION –



Galvanická iontová funkce zajistí hloubkovou penetraci aktivních látek z kosmetických produktů.

Před použitím přístroje si odličte a vyčistěte pleť. Aplikujte sérum, koncentrát nebo ampuli podle potřeb pleti. Pro maximální efekt penetrace aktivních látek doporučujeme séra, koncentráty a ampule nanášet bezprostředně PŘED použitím galvanického vpravování. Nejideálnější je nanášení a galvanické vpravování produktu po sekcích. Například, nanést sérum na čelo, použít galvanický režim. Dále pokračovat podobně v sekcích: pravá tvář, levá tvář, brada, krk, dekolt.

Vyberte si na přístroji galvanický režim (Galvanic ION –) a držte přístroj za elektrické póly po bocích. Následně, zadní stranou břity (ne jejím hrotem) jemně masírujte pokožku (obr. 2).

FREKVENCE A PROTOKOL POUŽITÍ GALVANICKÉHO REŽIMU ION –

☉ 3–5 MINUT 2–3x TÝDNĚ PODLE POTŘEBY



OBR. 2

D) STIMULACE OBLIČEJOVÝCH SVALŮ (EMS/LOW)

Elektrická svalová stimulace zpevní pokožku a vypne ochablé kontury obličeje.

Před použitím přístroje si odličte a vyčistěte pleť. Aplikujte sérum, koncentrát, ampuli nebo krém podle potřeb pleti, dbejte však na to, aby se jednalo o produkt na vodní, ne na olejové bázi. Počkejte, až se produkt vsákne do pleti, při použití EMS režimu na vlhkou pokožku může nastat zvýšený pocit brnění.

Vyberte si na přístroji EMS/L (EMS/LOW) a držte přístroj za elektrické póly po bocích. Následně, zadní stranou břity (ne jejím hrotem) jemně masírujte pokožku (obr. 2). Pocit brnění nebo jemného mravenčení je při tomto módu normální.

E) STIMULACE OBLIČEJOVÝCH SVALŮ (EMS/HIGH)

Vyšší frekvence elektrické stimulace pro ještě výraznější zpevnění pokožky a vypnutí ochablých kontur obličeje.

Před použitím přístroje si odličte a vyčistěte pleť. Aplikujte sérum, koncentrát, ampuli nebo krém podle potřeb pleti, dbejte však na to, aby se jednalo o produkt na vodní, ne na olejové bázi. Počkejte, až se produkt vsákne do pleti, při použití EMS režimu na vlhkou pokožku může nastat zvýšený pocit brnění.

Vyberte si na přístroji (EMS/HIGH) režim a držte přístroj za elektrické póly po bocích. Následně, zadní stranou břity (ne jejím hrotem) jemně masírujte pokožku (obr. 2). Pocit brnění nebo jemného mravenčení je při tomto módu normální.

Pokud by byla frekvence tohoto režimu příliš vysoká a způsobovala vám nepříjemné pocity, přepněte na nižší frekvenci EMS/L.

FREKVENCE A PROTOKOL POUŽITÍ REŽIMU EMS

☉ INTENZIVNÍ EMS KÚRA:

5 MINUT 4x TÝDNĚ PO DOBU JEDNOHO MĚSÍCE

☉ UDRŽOVACÍ EMS KÚRA:

5 MINUT 3x TÝDNĚ PO DOBU JEDNOHO MĚSÍCE

☉ PREVENTIVNÍ EMS KÚRA:

5 MINUT 2–3x TÝDNĚ DLE POTŘEBY

3. UPOZORNĚNÍ

Před použitím a skladováním pomůcky je třeba osvojit si tato upozornění.

Stupeň vodotěsnosti produktu je IP X-5. Zajistěte, aby se voda nebo jiná tekutina nedostala dovnitř přístroje.

Ošetření ultrazvukem se nedoporučuje osobám s kardiostimulátorem ani osobám trpícím epilepsií nebo závažným srdečním onemocněním. Nepoužívejte na pokožku s probíhajícími akutními záněty nebo čerstvým permanentním make-upem.

Z důvodu náročnosti a vážných etických otázek se klinické zkušenosti přístroje u těhotných žen neprovádělo, a proto jeho používání v tomto období nedoporučujeme.

Dojde-li k přehnanému zarudnutí nebo jiné nežádoucí reakci, okamžitě přestaňte pomůcku používat a obraťte se na kosmetičku nebo lékaře.

Pokud máte podezření, že s přístrojem není něco v pořádku, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte prodejce.

Neházejte ani neoucházejte s produktem.

Přístroj neskladujte při příliš vysokých nebo nízkých teplotách ani ve vlhkém prostředí. Skladujte v originální krabici na suchém a chladném místě. Nevystavujte ji přímému slunečnímu záření.

Nepokládejte přístroj na příkrývky a elektrické desky.

Používejte pouze originální nabíjecí kabel, který jste obdrželi k tomuto produktu.

Buďte opatrní při používání a skladování pomůcky. Pomůcka není vhodná pro použití dětmi, proto ji držte mimo jejich dosah.

Pomůcka není určena ke konzumaci.

Nevystavujte produkt ani nabíjecí kabel tekutinám ani jiným kovovým produktům.

Svévolná montáž, demontáž, opravování a úprava pomůcky můžou vést k jejímu poškození, kterou nebude možné opravit ani reklamovat. Nesnažte se přístroj opravovat sami a vždy kontaktujte prodejce.

THE ULTRA-INTELLIGENT HI-TECH DEVICE FOR ALL SKIN TYPES WORKS ON THE PRINCIPLE OF ULTRASONIC WAVES IN 3 DIFFERENT MODES:

- 1—ULTRASONIC CLEANSING MODE
- 2—THE GALVANIC MODE
- 3—EMS STIMULATION OF FACIAL MUSCLES



Envy Therapy
Ultrasonic
Face Therapy
3-in-1

RADICAL
SKINCARE SYSTEM

This user manual explains the individual functions of the device as well as warnings for safe use.

Before using the product, please read and follow the user manual in detail.

Charge the device before using it for the first time.

The device is not a medical, but a cosmetic tool.

The skin type and the type of cosmetic products used affect the effectiveness of the device.

The product has been tested by the Korean Institute of Dermatological Sciences.

CONTENTS




- 1. INFORMATION ABOUT THE TOOL
 - 1.1. PRODUCT SPECIFICATION
 - 1.2. PARTS OF THE DEVICE
 - 1.3. NAMES OF INDIVIDUAL PARTS
- 2. USE
 - 2.1. CHARGING
 - 2.2. MANUAL
- 3. WARNINGS

1. INFORMATION ABOUT THE TOOL

1.1. PRODUCT SPECIFICATION


NAME: ULTRASONIC FACE THERAPY 3-IN-1
 BATTERY: 500 mAh@3.7 V
 SIZE: 24x63x180 mm (WXLXH)
 WEIGHT: 120 g
 MATERIAL: ABS + STAINLESS STEEL
 PRODUCTION YEAR: 2024
 COUNTRY OF ORIGIN: PRODUCED IN HONG KONG
 EXCLUSIVELY FOR ENVY THERAPY
 MAIN FUNCTIONS: ULTRASONIC DEEP CLEANSING,
 GALVANIC PENETRATION OF ACTIVES, EMS

1.2. PARTS OF THE DEVICE



2. USE

2.1. CHARGING



Charge the tool before using it for the first time. The condition of the battery and charging time may vary. Maximum charging time is 2 hours.

- 1. Connect the microUSB magnetic cable to the connector on the bottom of the tool.
- 2. Connect the other part of the cable to a 5V 1A plug or a computer.
- 3. The battery symbol on the LCD screen flashes during charging. Do not use the product while charging.

WARNINGS

If the battery symbol flashes on the LCD screen during use, it means the battery is dying and the tool needs to be charged.

Do not use the product while charging.

The battery symbol on the LCD screen flashes during charging.

When the battery symbol stops flashing, the tool is fully charged and ready for use.

Once fully charged, the tool can be used for up to one hour. The time may vary depending on the operating mode used.

2.2. MANUAL

Before using the product, please read and follow this manual in detail.

The tool has an automatic shut-off function after 5 minutes of operation. If you need to use the device for more than 5 minutes, please press the power button again and select the mode you need. When using an EMS mode, we recommend starting with EMS/L and then changing to EMS/H. Alternatively, leave on EMS/L depending on your subjective feelings during use. Always clean the instrument with a disinfectant after use.

A) ULTRASONIC DEEP CLEANSING (SONIC CLEANSING)

High frequency vibrations help cleanse the pores from dead skin cells and bacteria.

Before using the tool, remove make-up, clean your skin and moisturize it. Make sure that the treated area is always wet. You can use plain water or a mist. Use a tampon or spray to moisten the treated area continuously. However, do not use products that contain alcohol.

Turn on the device and select **Sonic Cleansing**. Gently move the blade vertically across the skin (Fig. 1).




FIG. 1

B) ULTRASONIC DEEP CLEANSING ION+ (SONIC CLEANSING ION+)

High frequency vibrations help cleanse the pores from dead skin cells and bacteria. In addition, positively charged ions help remove cosmetic residual and synthetic impurities (dust, smog, dirt...) from the skin.

Before using the tool, remove make-up, clean your skin and moisturize it. Make sure that the treated area is always wet. You can use plain water or a mist. Use a tampon or spray to moisten the treated area continuously. However, do not use products that contain alcohol.

Turn on the device and select **Sonic Cleansing ION+**. Gently move the blade vertically across the skin (Fig. 1).

FREQUENCY AND PROTOCOL FOR USING OF ULTRASONIC DEEP CLEANSING MODE

- OILY SKIN – TWICE A WEEK:
5 MINUTES SONIC CLEANSING
5 MINUTES SONIC CLEANSING ION+
- NORMAL SKIN – ONCE A WEEK:
5 MINUTES SONIC CLEANSING
5 MINUTES SONIC CLEANSING ION+
- DRY AND SENSITIVE SKIN – ONCE A WEEK:
5 MINUTES SONIC CLEANSING

C) GALVANIC MODE ION-

Galvanic ion booster helps the actives from skincare products penetrate deeper into the skin.

Before using the instrument, remove make-up and clean your skin. Apply serum, concentrate or ampoule according to the needs of your skin. For maximum penetration effect of active substances, we recommend applying serums, concentrates and ampoules just BEFORE using galvanic mode. Ideally, apply the product and use galvanic mode in sections. For example, apply serum to the forehead, use a galvanic mode. Continue similarly in the sections: right cheek, left cheek, chin, neck, décolleté.

Select the galvanic mode (**Galvanic ION-**) on the tool and hold it by the electric poles on the sides. Then, with the back of the blade (not its tip), gently press the skincare product into the skin, ideally in sections (Fig. 2).

FREQUENCY AND PROTOCOL FOR USING OF THE GALVANIC MODE

- 3-5 MINUTES 2-3 TIMES A WEEK AS NEEDED




FIG. 2

D) ELECTRIC FACE MUSCLE STIMULATION (EMS/LOW)

The EMS (electric muscle stimulation) lifts your face contours and improves skin tightness.

Before using the instrument, remove make-up and clean your skin. Apply the serum, concentrate, ampoule or cream according to your skin needs. Make sure to use a water-based, not an oil-based product. Wait until the product soaks into the skin. When using EMS mode onto wet skin, an increased tingling sensation may occur.

Select the **EMS/L** mode and hold the tool by the electric poles on the sides. Then, with the back of the blade (not its tip), gently massage the skin (Fig. 2). It is normal to feel a tingling sensation while using this mode.

E) ELECTRIC FACE MUSCLE STIMULATION (EMS/HIGH)

Higher frequency of EMS (electric muscle stimulation) for even better result in face contours lifting and skin tightness.

Before using the tool, remove make-up and clean your skin. Apply the serum, concentrate, ampoule or cream according to your skin needs. Make sure to use a water-based, not an oil-based product. Wait until the product soaks into the skin. When using EMS mode onto wet skin, an increased tingling sensation may occur.

Select the **EMS/H** mode and hold the tool by the electric poles on the sides. Then, with the back of the blade (not its tip), gently massage the skin (Fig. 2). It is normal to feel a tingling sensation while using this mode.

If the frequency of this mode is too high and causes you discomfort, switch to EMS/L, a lower frequency.

FREQUENCY AND PROTOCOL FOR USING THE EMS MODE

- INTENSIVE EMS TREATMENT:
5 MINUTES 4 TIMES A WEEK FOR ONE MONTH
- MAINTENANCE EMS TREATMENT:
5 MINUTES 3 TIMES A WEEK FOR ONE MONTH
- PREVENTIVE EMS TREATMENT:
5 MINUTES 2-3 TIMES A WEEK AS NEEDED

3. WARNINGS

Before using and storing the device, it is necessary to read the following warnings.

The water resistance level of the product is IP X-5. Make sure no water or other liquid enters the device.

Ultrasound treatment is not recommended for persons with a pacemaker or for persons suffering from epilepsy or severe heart disease. Do not use on skin with ongoing acute inflammation or fresh permanent make-up.

Due to the complexity of the issue and serious ethical issues, clinical trials of the device have not been performed in pregnant women and we therefore do not recommend using it during this period.

If excessive redness or other adverse reactions occur, stop using the device immediately and consult a beautician or doctor.

If you suspect that something is wrong with the device, stop using it immediately and contact the seller.

Do not throw or thump the product.

Do not store at temperatures too high or too low or in humid environments. Store in the original box in a dry and cool place. Do not expose to direct sunlight.

Do not place the tool on regular or electric blankets.

Use only the original charging cable that came with this product.

Be careful when using and storing the device. The device is not suitable for use by children, so keep it out of their reach.

The device is not intended for consumption.

Do not expose the product or the charging cable to liquids or other metal products.

Arbitrary assembly, disassembly, repair and modification of the device may lead to malfunction that will not be possible to repair or it will not be possible to process a complaint. Do not attempt to repair the device yourself and always contact the seller.